

FiberLase F

АППАРАТ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ

FiberLase F создан для осуществления классического фракционного неабляционного воздействия на кожу.

Технология обеспечивает улучшение состояния кожи с целью омоложения, уменьшения выраженности морщин, выравнивания тона кожи и достижения эффекта сияния, а также шлифовку рубцов.

Впервые возможно проведение процедуры одновременно на двух длинах волн 1,55 и 1,94 мкм за один проход.

Интуитивный интерфейс и предустановленные режимы гарантируют легкость использования и подбор оптимальных параметров для каждого пациента.

Эргономичный аппликатор гарантирует точность воздействия и высокую скорость проведения процедуры.



Высокая надежность



Российский производитель



Эргономичный дизайн



Предустановленные режимы



Две длины волн 1,55 и 1,94 мкм



Технические характеристики

Технология	Эрбиевый лазер	Тулиевый лазер
Длина волны, мкм	1,55	1,94
Максимальная мощность импульса, Вт	50	20
Энергия импульса, мДж	10 - 100	4 - 40
Длительность импульса, мс	0.2 - 20	
Частота повторения, Гц	до 700	

