

VPG SURGICAL FIBER HP

Торцевой волоконный инструмент



Применения:

Хирургия мягких тканей
Литотрипсия



Торцевой волоконный инструмент VPG Surgical Fiber HP предназначен для доставки излучения от лазерного аппарата к месту проведения хирургического вмешательства. При производстве VPG Surgical Fiber HP используется разъём SMA-905 - стандарт для медицинских лазерных систем.

VPG Surgical Fiber HP - предназначен для использования с мощными лазерными аппаратами производства VPG Laserone: FiberLase U1/U2/U3, а также с оборудованием сторонних производителей, оснащённых разъёмом SMA-905.

Преимущества:

- Сделано в России - доступные цены и всегда в наличии.
- Превосходное качество - строгое соответствие стандартам высокотехнологичного производства.
- Мировая известность - инструмент успешно поставляется по всему миру.
- Уникальный диаметр 150 мкм - идеальное решение для гибкой уретроскопии и микроперкутанных операций.



Спецификация

Диаметр жилы волокна, мкм	150	200	365	550	940
Внешний диаметр волокна, мкм	315 ± 105	400 ± 90	600 ± 150	800 ± 150	1500 ± 300
Тип оптического волокна	кварц/кварц				
Длина волоконного инструмента, м	3				
Тип разъёма	SMA-905				
Числовая апертура	NA=0.22				

VPG SURGICAL FIBER ONE PUSH

Торцевой волоконный инструмент

Применения:

Хирургия мягких тканей
Литотрипсия



Торцевой волоконный инструмент VPG Surgical Fiber One Push предназначен для доставки излучения от лазерных аппаратов Urolase+, Urolase+ Premium, Urolase MAX к месту проведения хирургического вмешательства. VPG Surgical Fiber One Push – выпускается в двух вариантах: одноразового и многоразового применения (не более 10 раз).

Преимущества:

- Максимальное удобство – инструмент подключается без необходимости накручивания – «Одним движением».
- Сделано в России – доступные цены и всегда в наличии.
- Превосходное качество – строгое соответствие стандартам высокотехнологичного производства.
- Уникальный диаметр 150 мкм – идеальное решение для гибкой уретроскопии и микроперкутанных операций.



Спецификация

Диаметр жилы волокна, мкм	150	200	365	550	940
Внешний диаметр волокна, мкм	315 ± 105	400 ± 90	600 ± 150	800 ± 150	1500 ± 300
Тип оптического волокна	кварц/кварц				
Количество применений	1 или не более 10				
Длина волоконного инструмента, м	3				
Тип разъёма	One Push				
Числовая апертура	NA=0.22				

+7 (496) 255-74-46
sales@vpglaserone.ru
www.vpgmed.ru



Качество Инновации Будущее